

Anticorps Polyclonal Anti-Pi3 Kinase P110 Bêta Pour Wb Et Elisa - P42338

Numéro d'article: CM0017387

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PI3 Kinase p110 bêta humaine, adapté au Western blot et à l'ELISA. Cible PIK3CB, impliquée dans la croissance cellulaire, la survie et la signalisation oncogénique. Réagit également avec les protéines de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p110 bêta, pAb de lapin
Remarques/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 bêta
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	5291
ID du gène	5291
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-600 de la PI3 Kinase p110 bêta humaine (NP_006210.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P42338
Poids moléculaire	123 kDa
Expédition	Sac de glace