

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-PI3 Kinase P110 Beta Pour Wb Et Elisa - P42338

Numéro d'article: CM0006525

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PI3 Kinase p110 beta validé pour WB et ELISA, détecte l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PI3K/AKT, de la croissance cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p110 beta Rabbit mAb
Remarques / Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5291
GenelD	5291
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-600 de la PI3 Kinase p110 beta humaine (NP_006210.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42338
Poids de la protéine	123 kDa
Expédition	Sac de glace