

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pi3 Kinase P110 Bêta Pour Wb Et Elisa - P42338

Numéro d'article: CM0003802

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la PI3 Kinase p110 bêta humaine (PIK3CB, P42338) validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation PI3K/AKT, la biologie des plaquettes, l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PI3 Kinase p110 bêta mAc Lapin
Remarques/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 bêta
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5291
GenelD	5291
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la PI3 Kinase p110 bêta humaine (NP_006210.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P42338
Poids Protéique	123kDa
Expédition	Sac de glace