

Anticorps Polyclonal Anti-Pi3 Kinase P110 Delta Pour Wb, Elisa - O00329

Numéro d'article: CM0024282



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PI3 Kinase p110 delta humaine (PIK3CD, O00329). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p110 delta Lapin pAb
Remarques/Alias	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Kinase p110 delta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5293
GeneID	5293
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-300 de la PI3 Kinase p110 delta humaine (NP_005017.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00329
Poids moléculaire	119kDa
Expédition	Sac de glace