

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pi3 Kinase P110 Delta Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O00329

Numéro d'article: CM0002979



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la PI3 Kinase p110 delta humaine (O00329), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p110 delta Rabbit mAb
Remarques / Alias	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Kinase p110 delta
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5293
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 200 à 300 de la PI3 Kinase p110 delta humaine (O00329).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00329
Poids de la protéine	119 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant