

Anticorps Polyclonal Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27986

Numéro d'article: CM0014208



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PI3 Kinase p85 alpha humaine, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation PI3K/AKT et les voies métaboliques de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb
Remarques/Alias	p85 ; AGM7 ; GRB1 ; IMD36 ; p85alpha ; p85-ALPHA ; PI3 Kinase p85 alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5295
GeneID	5295
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-380 de la PI3 Kinase p85 alpha humaine (NP_852556.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27986
Poids protéique	84 kDa
Expédition	Sac de glace