

Ac Mab Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha De Lapin Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P27986

Numéro d'article: CM0005565



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant PI3 Kinase p85 alpha de haute qualité, validé pour WB, IF, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la signalisation PI3K/AKT et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit mAb
Remarques/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Espèce	Humain
ID de gène	5295 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 240-380 de PI3 Kinase p85 alpha humaine (NP_852664.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27986
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace