

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha/Beta Pour Wb, Elisa - P27986 / O00459

Numéro d'article: CM0007613



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la PI3 Kinase p85 alpha et bêta (PIK3R1/PIK3R2) pour applications en Western blot et ELISA. Validé pour les espèces humaine et murine. Idéal pour la recherche sur la voie PI3K/AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PI3 Kinase p85 alpha/bêta
Remarques/Alias	PIK3R1/PIK3R2 ; PI3 Kinase p85 alpha/bêta
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	5295/5296
Identifiant du gène	5295/5296
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P27986/O00459
Poids moléculaire de la protéine	42-54 kDa / 81-84 kDa
Expédition	Sac de glace