

Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha/Bêta Rabbit Polymab® Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27986/O00459

Numéro d'article: CM0007528



Introduction

Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible PIK3R1/PIK3R2 (p85 alpha/bêta). Idéal pour l'étude de la signalisation PI3K/AKT dans la recherche sur le cancer, le métabolisme et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p85 alpha/bêta Rabbit PolymAb®
Remarques/alias	PIK3R1/PIK3R2
Espèce	Humaine
ID du gène	5295 (PIK3R1) / 5296 (PIK3R2)
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide synthétisé dérivé de la PI3 Kinase p85 alpha/bêta humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P27986/O00459
Poids moléculaire	42-54 kDa/81-84 kDa
Expédition	Pack de glace