


## Anticorps Monoclonal Anti-Pi3 Kinase P85 Beta Pour Wb, Elisa - O00459

Numéro d'article: CM0012753



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PI3 Kinase p85 beta, validé pour WB et ELISA. Détecte la p85 $\beta$  (82 kDa) humaine et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation PI3K/AKT, le cancer et les voies métaboliques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PI3 Kinase p85 beta mAb de lapin                                                                                                          |
| Remarques/Alias      | p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta                                                                            |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)      | 5296                                                                                                                                      |
| GeneID               | 5296                                                                                                                                      |
| Immunogène           | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la PI3 Kinase p85 beta humaine (O00459). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                     |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Réaction croisée     | Humain, Rat                                                                                                                               |
| SWISS                | O00459                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 82 kDa                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                              |