


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-PI3 Kinase P85 Bêta Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O00459

Numéro d'article: CM0021029



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PI3 Kinase p85 bêta (PIK3R2), validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Sous-unité régulatrice de PI3K, impliquée dans la croissance et la signalisation cellulaires. Idéal pour la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p85 bêta, anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Pseudonymes	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5296
GeneID	5296
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 108-298 de la PI3 Kinase p85 bêta humaine (NP_005018.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O00459
Masse protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace