


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pi3 Kinase P85 Bêta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000459

Numéro d'article: CM0021714



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PI3 Kinase p85 bêta humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la p85 bêta endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur la signalisation PI3K/AKT et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p85 bêta, anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	p85 ; MPPH ; P85B ; MPPH1 ; p85beta ; p85-BETA ; PI3 Kinase p85 bêta
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5296
ID du gène	5296
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 85 de la PI3 Kinase p85 bêta humaine (NP_005018.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O00459
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac réfrigérant