


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pi3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19957

Numéro d'article: CM0028262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PI3 humaine (Elafin, SKALP, ESI). Validé pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de l'inhibition de l'élastase et des maladies inflammatoires de la peau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ESI; WAP3; SKALP; WFDC14; cementoïne; PI3
Espèce	Humaine
ID du gène	5266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-117 de la PI3 humaine (NP_002629.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	P19957
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace