

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-PI3K-Gamma Pour Wb Et Elisa - P48736

Numéro d'article: CM0004262



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre PI3K-gamma (p110 γ , 126kDa) pour les applications WB et ELISA. Détecte le PI3K γ humain et de souris ; idéal pour l'étude de la signalisation des cellules immunitaires, de la chimiotaxie et des voies médiées par les RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PI3K-gamma Lapin mAb
Remarques/Alias	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5294
GeneID	5294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-342 de la PI3 Kinase-gamma humaine (NP_002640.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48736
Poids de la protéine	126kDa
Expédition	Sac de glace