

Anticorps Polyclonal Anti-Pi3K P85A/P55γ/P85B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Numéro d'article: CM0023320



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant les sous-unités régulatrices de la PI3K p85α, p55γ et p85β (PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'insuline et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3KP85α/P55γ/P85β Rabbit pAb
Remarques/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 ; PI3KP85α/P55γ/P85β
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5295/5296/8503
Identifiant du gène	8503/5295/5296
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 400 et 500 de PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 humain (NP_852664.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Poids moléculaire de la protéine	42-54 kDa / 81-84 kDa
Expédition	Sac de glace