


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-PI4K2B Pour Wb, Elisa - Q8Tcg2

Numéro d'article: CM0023528



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PI4K2B humain, adapté pour Western blot et ELISA. Reconnaît la phosphatidylinositol 4-kinase de type 2-bêta, impliquée dans la synthèse du PI4P et le trafic vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI4K2B Rabbit pAb
Remarques/Alias	PIK42B; PI4KIIIB; PI4K2B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55300
ID du gène	55300
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de PI4K2B humain (NP_060793.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TCG2
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace