


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pi4Ka Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42356

Numéro d'article: CM0021971



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PI4KA humaine, validé pour Western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Détecte la PI4KA humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation par phosphatidylinositol et la paraplégie spastique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI4KA Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPG84; GIDID2; PIK4CA; PMGYCHA; pi4K230; PI4K-ALPHA; PI4KA
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1780-1860 de la PI4KA humaine (P42356)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42356
Poids protéique	237 kDa
Expédition	Sac de glace