


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pias1 Pour Wb Et Elisa - 075925

Numéro d'article: CM0009810



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PIAS1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec la PIAS1 humaine et murine, une ligase E3 SUMO de 72 kDa impliquée dans la régulation transcriptionnelle et la réparation de l'ADN. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin PIAS1
Remarques/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8554
GeneID	8554
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 3-101 de la PIAS1 humaine (075925)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075925
Poids protéique	72kDa
Expédition	Sac de glace