


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pias1+Pias2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75925/O75928

Numéro d'article: CM0012172



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin reconnaissant PIAS1 et PIAS2, adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la SUMOylation, la signalisation STAT et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIAS1+PIAS2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	DDXBP1 ; GBP ; GU/RH-II ; ZMIZ3 ; PIAS1+PIAS2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8554/9063
GeneID	8554/9063
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 552-651 de PIAS1+PIAS2 humain (O75925).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75925/O75928
Poids protéique	76kDa
Expédition	Sac de glace