

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pias2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075928

Numéro d'article: CM0024953



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine PIAS2 (E3 SUMO-protéine ligase PIAS2), validé en WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Idéal pour l'étude de la SUMOylation, de la régulation transcriptionnelle et de la signalisation des hormones stéroïdiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIAS2 pAb de lapin
Remarques/Alias	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9063
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420-621 de la protéine humaine PIAS2 (NP_004662.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075928
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace