

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pias3 Pour If/Icc Et Elisa - Q9Y6X2

Numéro d'article: CM0014774



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PIAS3, une ligase E3 SUMO impliquée dans la signalisation STAT et la sumoylation. Adapté aux applications IF/ICC et ELISA, validé pour des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIAS3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZMIZ5 ; PIAS3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10401
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 399-628 de la protéine humaine PIAS3 (NP_006090.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6X2
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace