

Anticorps Polyclonal Anti-Pias4 Pour Wb, Elisa - Q8N2W9

Numéro d'article: CM0027794

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PIAS4 humaine, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la SUMOylation, la régulation transcriptionnelle et les voies de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIAS4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PIASY; Piasg; ZMIZ6; PIAS-gamma; PIAS4
Espèce	Humain
GeneID	51588
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-260 de la PIAS4 humaine (NP_056981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N2W9
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace