

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pibf1 Pour Wb, Elisa - Q8Wxw3

Numéro d'article: CM0014820

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PIBF1 humain (CEP90), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux recherches sur la biologie du centrosome, la ciliogenèse et la réponse immunitaire médiée par la progestérone.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIBF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Espèce	Humain
ID du gène	10464
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 598-757 du PIBF1 humain (NP_006337.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WXW3
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace