

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pibf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxw3

Numéro d'article: CM0026500

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PIBF1 humaine (PIBF/CEP90/JBTS33) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la ciliogenèse, la signalisation par la progestérone et l'immunologie reproductive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-PIBF1 de lapin
Remarques / Alias	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10464
ID du gène	10464
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la PIBF1 humaine (Q8WXXW3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXXW3
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace