


Anticorps Polyclonal Anti-Pick1 Pour Wb, Elisa - Q9Nrd5

Numéro d'article: CM0015434



Introduction

Anticorps polyclonal anti-PICK1 à haute spécificité, validé pour les applications de Western blot et d'ELISA, ciblant la protéine PICK1 humaine, impliquée dans la plasticité synaptique et le trafic des récepteurs. Idéal pour la recherche en neurosciences et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PICK1 Rabbit pAb
Remarques/alias	PICK; PRKCABP; PICK1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9463
GeneID	9463
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la protéine PICK1 humaine (NP_036539.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9NRD5
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Poche de glace