


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pick1 Pour Ihc-P Et Elisa - Q9Nrd5

Numéro d'article: CM0017922



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PICK1, validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Convient à l'étude du rôle de la protéine de liaison à PRKCA dans la plasticité synaptique et le trafic des récepteurs dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PICK1 pAb de lapin
Remarques/alias	PICK; PRKCABP; PICK1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9463
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de PICK1 humain (NP_036539.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9NRD5
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac de glace