

Anticorps Polyclonal Anti-Pid1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q7Z2X4

Numéro d'article: CM0018412

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-PID1 validé pour WB, IP et ELISA. Détecte PID1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Protéine cytoplasmique impliquée dans la prolifération des préadipocytes, adaptée pour la recherche sur l'obésité et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PID1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCLI1; NYGGF4; P-CLI1; HMFN2073; PID1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	55022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-248 du PID1 humain (NP_060403.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z2X4
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace