


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pidd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hb75

Numéro d'article: CM0025490



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin PIDD, validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine 1 du domaine de mort induite par p53, clé dans la réponse aux dommages à l'ADN et les voies d'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIDD Lapin pAb
Remarques/Alias	LRDD ; PIDD ; MRT75
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55367
GeneID	55367
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-85 de PIDD humain (NP_665893.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HB75
Poids protéique	100 kDa
Expédition	Sac de glace