


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Piezo1 (Fam38A) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92508

Numéro d'article: CM0026309



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PIEZO1 (FAM38A), un composant de canal ionique mécanosensible. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur le toucher/la douleur et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM38A/PIEZO1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9780
GeneID	9780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2230-2420 de FAM38A/PIEZO1 humain (NP_001136336.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92508
Poids protéique	287kDa
Expédition	Sac de glace