


Anticorps Polyclonal Anti-Piezo1/Fam38A Pour Wb, Elisa - Q92508

Numéro d'article: CM0029044



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le canal ionique mécanosensible humain PIEZO1, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche en mécanotransduction, sensation tactile et biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM38A/PIEZO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ER ; DHS ; Mib ; LMPH3 ; FAM38A ; LMPHM6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9780
GeneID	9780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1811-1952 de FAM38A/PIEZO1 humain (NP_001136336.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92508
Poids protéique	287 kDa
Expédition	Sac de glace