

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pif4 Pour Wb Et Elisa - Q8W2F3

Numéro d'article: CM0019368

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le facteur de transcription PIF4 d'Arabidopsis thaliana, validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des phytochromes, la réponse au stress lumineux et thermique, et la thermomorphogenèse végétale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIF4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AtPIF4; MFL8.13; MFL8_13; facteur 4 interagissant avec les phytochromes; SRL2; PIF4
Espèce	Arabidopsis thaliana
GeneID (humain)	818903
GeneID	818903
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de PIF4 d'Arabidopsis thaliana (NP_565991.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8W2F3
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace