

Anticorps Monoclonal Anti-Cd27 De Porc Pour Cytométrie En Flux - L7Qhb1

Numéro d'article: CM0011819

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD27 de porc conjugué à pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène CD27 de porc, un récepteur immunitaire de point de contrôle costimulateur. Idéal pour les applications de recherche sur les lymphocytes T, les cellules NK et les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-CD27 de porc
Espèce	Porc
GeneID (humain)	939
GeneID	100520023
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-180 du CD27 de porc (NP_001265692.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Porc
SWISS	L7QHB1
Poids moléculaire	27 kDa
Expédition	Sac réfrigérant