

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pigm Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H3S5

Numéro d'article: CM0024267

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PIGM humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande d'environ 49 kDa. Convient pour la recherche sur la biosynthèse de l'ancrage GPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIGM Lapin pAb
Remarques/Alias	GPI-MT-I; PIGM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	93183
GeneID	93183
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-96 du PIGM humain (NP_660150.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3S5
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace