

Anticorps Polyclonal Anti-Pigo Pour Wb Et Elisa - Q8Teq8

Numéro d'article: CM0019959

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PIGO humain, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la biosynthèse de l'ancrage GPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIGO Lapin pAb
Remarques/Alias	HPMRS2; PIGO
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84720
GeneID	84720
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 950-1050 de PIGO humain (NP_116023.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8TEQ8
Poids de la protéine	119kDa
Expédition	Sac de glace