

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pigp Pour Wb Et Elisa - P57054

Numéro d'article: CM0012902

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PIGP, une enzyme clé dans la biosynthèse de l'ancre GPI. Validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Convient pour l'étude de la biosynthèse des GPI et des troubles neurodéveloppementaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PIGP Rabbit pAb
Remarques/Alias	DCRC; DSRG; DEE55; DSCR5; PIG-P; DCRC-S; EIEE55; PIGP
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	51227
Identifiant du Gène	51227
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-158 de la protéine humaine PIGP (NP_710148.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P57054
Poids Moléculaire de la Protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace