

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pigq Pour Wb, Elisa - Q9Brb3

Numéro d'article: CM0020925

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PIGQ validé pour WB et ELISA, réagissant avec les protéines humaines et murines. Cible PIGQ, une sous-unité du complexe GPI-GnT essentielle à la biosynthèse des ancras GPI. Idéal pour la recherche sur la voie des GPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb de lapin anti-PIGQ
Remarques/alias	GPI1 ; DEE77 ; EIEE77 ; MCAHS4 ; GPIBD19 ; c407A10.1 ; PIGQ
Espèce	Homme
GeneID (humain)	9091
GeneID	9091
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la protéine PIGQ humaine (NP_683721.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9BRB3
Poids moléculaire de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace