

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pigr Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01833

Numéro d'article: CM0029065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PIGR humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité muqueuse et la transcytose des IgA/IgM.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PIGR Rabbit pAb
Remarques / Alias	PIGR
Espèce	Humain
Identifiant de gène	5284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-600 de PIGR humain (NP_002635.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01833
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace