


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pigu Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H490

Numéro d'article: CM0019001



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PIGU (Q9H490) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la PIGU humaine, de souris et de rat, un composant de la GPI-anchor transamidase dans le RE. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des GPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIGU Rabbit pAb
Remarques / Alias	GAB1; PIG-U; NEDBSS; CDC91L1; GPIBD21; PIGU
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	128869
ID du gène	128869
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la PIGU humaine (NP_536724.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H490
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace