

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pigx Pour Wb, Elisa - Q8Tbf5

Numéro d'article: CM0020836

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PIGX humain (PIG-X), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Convient aux études sur la biosynthèse de l'ancrage GPI, sous-unité stabilisatrice du complexe de la mannosyltransférase I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIGX Lapin pAb
Remarques/Alias	PIG-X; PIGX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54965
GeneID	54965
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-220 du PIGX humain (NP_060331.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q8TBF5
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace