


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pik3C2A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00443

Numéro d'article: CM0018803



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PIK3C2A humain (PI3K-C2 α), reconnaissant une protéine d'environ 191 kDa. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études de la signalisation PI3K, de la sécrétion d'insuline et du trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIK3C2A Lapin pAb
Remarques/Alias	CPK; OCSKD; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; PI3-K-C2(ALPHA); PIK3C2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5286
GeneID	5286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de PIK3C2A humain (NP_002636.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00443
Poids moléculaire	191kDa
Expédition	Sac de glace