

Anticorps Polyclonal Anti-Pik3Cg Pour Ihc-P, Elisa - P48736

Numéro d'article: CM0026139



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PIK3CG humaine (sous-unité catalytique PI3K γ), validé pour IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des cellules immunitaires, l'inflammation et la fonction cardiaque. Outil fiable pour les études sur la voie PI3K.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIK3CG Rabbit pAb
Remarques / Alias	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	5294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201 à 330 de la PIK3CG humaine (NP_002640.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P48736
Poids de la protéine	126 kDa
Expédition	Sac de glace