

Anticorps Polyclonal Anti-Pik3Cg Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48736

Numéro d'article: CM0029775



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PIK3CG (PI3K gamma), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène de protéine recombinante. Idéal pour l'étude de la signalisation PI3K et de la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PIK3CG Lapin pAb
Remarques/Alias	PI3K; PIK3; IMD97; PIK3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5294
ID de Gène	5294
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48736
Poids Protéique	126kDa
Expédition	Sac de glace