

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pik3Ip1 Pour Wb, Elisa - Q96Fe7

Numéro d'article: CM0022501

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute spécificité ciblant le PIK3IP1 humain (HGFL), un régulateur négatif de la signalisation PI3K hépatique. Validé pour WB et ELISA ; idéal pour les études de la voie PI3K et le développement de dosages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIK3IP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HGFL; TrIP; hHGFL(S); PIK3IP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	113791
GeneID	113791
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-160 du PIK3IP1 humain (NP_443112.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96FE7
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace