

## Anticorps Monoclonal Anti-Pik3R3/P55Pik Pour Wb - Q92569

Numéro d'article: CM0012253

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant PIK3R3/p55PIK (p55-GAMMA). Validé pour WB, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'insuline et la voie PI3K.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | PIK3R3/p55PIK Lapin mAb                                                                   |
| Remarques/Alias    | p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                    |
| GeneID (humain)    | 8503                                                                                      |
| GeneID             | 8503                                                                                      |
| Immunogène         | Peptide synthétique situé dans les acides aminés 362-461 de PIK3R3/p55PIK humain (Q92569) |
| Source             | Lapin                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                     |
| Application        | WB, ELISA                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                       |
| SWISS              | Q92569                                                                                    |
| Poids Protéique    | 54kDa                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                              |