

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pik3R3/P55Pik Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92569

Numéro d'article: CM0022102

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PIK3R3/p55PIK humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la p55PIK endogène chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation PI3K et les voies de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIK3R3/p55PIK Rabbit pAb
Remarques/Alias	p55 ; p55PIK ; p55-GAMMA ; PIK3R3/p55PIK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8503
GeneID	8503
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92569
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace