

Anticorps Monoclonal Anti-Pik3R4/Vps15 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99570

Numéro d'article: CM0011517



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique à l'humain PIK3R4/VPS15 (p150). Convient pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Utile pour la recherche sur l'autophagie et l'endocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIK3R4/VPS15 Rabbit mAb
Remarques/Alias	p150 ; VPS15 ; PIK3R4/VPS15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	30849
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1259-1358 de l'humain PIK3R4/VPS15 (Q99570).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99570
Poids moléculaire protéique	153 kDa
Expédition	Sac de glace