

Anticorps Polyclonal Anti-Pik3R4/Vps15 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99570

Numéro d'article: CM0023009



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PIK3R4/VPS15 (p150, sous-unité p150 de la PI3-kinase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient à la recherche sur l'autophagie, le trafic endosomal et la signalisation par les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIK3R4/VPS15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Espèce	Humain
Identifiant du gène	30849
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-330 de la protéine humaine PIK3R4/VPS15 (NP_055417.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99570
Poids de la protéine	153kDa
Expédition	Sac de glace