

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pikfyve Pour Wb, Elisa - Q9Y2I7

Numéro d'article: CM0025162



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PIKFYVE humaine, unique enzyme de synthèse du PI(3,5)P2. Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dynamique endosomale, le trafic lysosomal et l'entrée du SARS-CoV-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PIKFYVE Rabbit pAb
Remarques / Alias	CFD; FAB1; HEL37; PIP5K; PIP5K3; ZFYVE29; PIKFYVE
Espèce	Humaine
ID du gène	200576
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-545 de la PIKFYVE humaine (NP_055855.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2I7
Poids de la protéine	237 kDa
Expédition	Sac de glace