

Anticorps Polyclonal Anti-Pim1 Pour Wb Et Elisa - P11309

Numéro d'article: CM0017805



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PIM1 humain, validé pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. PIM1 est une kinase proto-oncogénique critique pour la survie et la prolifération cellulaires. Idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PIM; PIM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5292
GeneID	5292
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-313 du PIM1 humain (NP_002639.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P11309
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace