

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pim1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11309

Numéro d'article: CM0002886



Introduction

Anticorps monoclonal lapin PIM1 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la kinase PIM1 humaine, de souris et de rat, un proto-oncogène impliqué dans la survie et la prolifération cellulaire, idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIM1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PIM; PIM1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5292
Identifiant de gène	5292
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine PIM1 humaine (P11309).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11309
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace